



Datenblatt 250 g Molekularsiebbeutel



Molekularsiebe in Beuteln sind zur so genannten scharfen Trocknung einsetzbar. Die Beutel sind geeignet, die Luftfeuchte über lange Zeit bei nahe 0% rF zu halten.

Verpackt werden die Trockenbeutel als komplette Bestelleinheit in Beuteln aus Aluminiumverbundfolie.

Hüllstoff:	Tyvek
Inhalt:	Molekularsieb 3 Å
Partikeldurchmesser:	0,8 - 1,2 mm
Wasserdampfaufnahme:	>18 Gew.% Wasser zwischen 0 - 10% rF >21 Gew.% bei 50% rF.
Masse:	~ 130 x 155 x 40 mm