



Datenblatt 25 g Molekularsiebbeutel



Molekularsiebe in Beuteln sind zur so genannten scharfen Trocknung einsetzbar. Die Beutel sind geeignet, die Luftfeuchte über lange Zeit bei nahe 0% rF zu halten.

Verpackt werden die Trockenbeutel als komplette Bestelleinheit in Beuteln aus Aluminiumverbundfolie.

Hüllstoff:	Tyvek 1025, staubdicht
Inhalt:	Molekularsieb 3Å, Körnung 0,8 - 1,2 mm
Wasserdampfaufnahme:	>18 Gew.-% Wasser zwischen 0 – 10 % rF >21 Gew.-% bei 50 % rF
Masse:	~ 115 x 60 x 10 mm