



Datenblatt Drypack 0.5 g Molekularsieb 4Å TVK



Molekularsiebe in Beutelchen, sind zur so genannten scharfen Trocknung einsetzbar. Die Beutel sind geeignet, die Luftfeuchte über lange Zeit bei nahe 0% rF zu halten.

Hüllstoff:	Tyvek, staubdicht
Inhalt:	Molekularsieb 4 Å
Wasserdampfaufnahme:	> 18 Gew.% Wasser zwischen 0 - 10% rF > 21 Gew.% Wasser bei 50% rF
Masse:	34 x 17 mm (± 5 %)