

## Datenblatt 100 g Molekularsiebbeutel



**Molekularsiebe in Beuteln** sind zur so genannten scharfen Trocknung einsetzbar. Die Beutel sind geeignet, die Luftfeuchte über lange Zeit bei nahe 0% rF zu halten.

Verpackt werden die Trockenbeutel als komplette Bestelleinheit in Beuteln aus Aluminiumverbundfolie.

Hüllstoff:	Tyvek
Inhalt:	Molekularsieb 3 Å
Wasserdampfaufnahme:	>18 Gew.% Wasser zwischen 0 - 10% rF >21 Gew.% bei 50% rF.
Masse:	~ 80 x 150 x 20 mm